

FreeSound

Pętla indukcyjna

Słuchawki FreeSound są wyposażone w pętlę indukcyjną kompatybilną z pozycją "T" w aparacie słuchowym.

Słuchawki są kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi wyposażonymi w cewkę T oferując odbiór dźwięków w trybie stereo.

Co to jest pętla indukcyjna?

Pętla indukcyjna to system wspomagający słyszenie dla osób niedosłyszących, które mają aparat słuchowy wyposażony w cewkę „T” (Telecoil). Pętla indukcyjna umożliwia przesyłanie dźwięków bezpośrednio do aparatu słuchowego. Dzięki temu hałas otoczenia nie zakłóca rozumienia. Po aktywowaniu pozycji „T” osoba słyszy tylko dźwięk pochodzący z pętli indukcyjnej.

Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest wyposażone w cewkę „T”.



Gniazdo słuchawkowe FreeSound

Gniazdo oznaczone literą T umożliwia podłączenie słuchawek FreeSound, dzięki czemu osoby wyposażone w aparat słuchowy mogą skorzystać z dostępności i korzyści pętli indukcyjnej.